

ELEGAN^{PRO}
Cerâmico

ELEGAN^{PRO}
Positioner
Inspired by Carlos Alexandre Câmara

Resistência:


Design projetado para reduzir possibilidade de fratura.

Mecânica Eficiente:

Slot super polido para permitir deslize eficiente e baixa fricção.

Discrição:

Fabricado em óxido de alumínio policristalino 99,9% proporciona transparência e resistência à pigmentação.



Colagem segura:

Base com 5 sulcos retentivos possibilita excelente capacidade retentiva e facilidade na remoção.

Confiança - A moderna tecnologia de injeção CIM (Ceramic Injection Molding) produz um bráquete confiável, resistente e confortável.

Precisão - Medidas de torque, slot, ângulo e in-out confiáveis, asseguram a performance clínica que o profissional precisa.

Confortável - Perfil baixo, dimensões reduzidas e contornos arredondados para maior conforto. Os ganchos se adaptam a mucosa e oferecem segurança para aplicação de elásticos e acessórios.

Eficácia Clínica - Desempenho próximo ao bráquete metálico convencional com livre movimentação do arco, mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos.

Remoção Previsível - Retenção mecânica desenvolvida para evitar danos à superfície do esmalte durante a remoção.

Qualidade Comprovada - Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.



Produto Certificado:



OrthoMundi

EleganPro OrthoMundi

Bráquete Cerâmico Prescrição Roth 0,022"

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	10°	9°	5°	5°	9°	10°	0°	0°
Largura (mm)	3,22	3,22	3,22	3,00	3,22	3,22	3,00	3,22	3,22	3,22
In/Out (mm)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	0,80
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1602-012	1-1602-011	1-1602-021	1-1602-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1602-064	1-1602-064	1-1602-063	-	-	-	-	1-1602-073	1-1602-074	1-1602-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Largura (mm)	3,24	3,24	3,24	2,82	2,82	2,82	2,82	3,24	3,24	3,24
In/Out (mm)	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1602-031	1-1602-031	1-1602-031	1-1602-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1602-095	1-1602-094	1-1602-093	-	-	-	-	1-1602-083	1-1602-084	1-1602-085

Embalagens ELEGANPRO

Embalagens ELEGANPRO POSITIONER

Reposições: pacote com 5 unidades.

1 Caso Gch C/P

1-1602-121

1 Caso Gch C/P

1-1605-121

EleganPro OrthoMundi

Bráquete Cerâmico Prescrição MBT 0,022"

Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Largura (mm)	3,20	3,20	3,20	3,00	3,20	3,20	3,00	3,20	3,20	3,20
In/Out (mm)	0,95	0,95	0,95	1,05	0,95	0,95	1,05	0,95	0,95	0,95
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1612-012	1-1612-011	1-1612-021	1-1612-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1612-064	1-1612-064	1-1612-063	-	-	-	-	1-1612-073	1-1612-074	1-1612-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Largura (mm)	3,20	3,20	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80	3,20	3,20	3,20
In/Out (mm)	0,95	0,95	0,95	1,05	1,05	1,05	1,05	0,95	0,95	0,95
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1612-031	1-1612-031	1-1612-031	1-1612-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1612-095	1-1612-094	1-1612-093	-	-	-	-	1-1612-083	1-1612-084	1-1612-085

Embalagens ELEGANPRO

Embalagens ELEGANPRO POSITIONER

Reposições: pacote com 5 unidades.

1 Caso Gch C/P

1-1612-121

1 Caso Gch C/P

1-1615-121